

Sunbeam

Back Contouring Heating Pad

Model: 300

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS DO NOT DESTROY

DANGER: TO REDUCE RISKS OF BURNS, ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND PERSONAL INJURY, THIS PRODUCT MUST BE USED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING INSTRUCTIONS:

1. READ ALL INSTRUCTIONS.
2. DO NOT USE WHILE SLEEPING.
3. DO NOT USE ON AN INFANT OR ON AN ANIMAL.
4. THIS PAD IS NOT TO BE USED ON OR BY AN INVALID, HELPLESS, A SLEEPING OR UNCONSCIOUS PERSON, A PERSON WITH DIABETES, OR A PERSON WITH POOR BLOOD CIRCULATION.
5. DO NOT USE ON AREAS OF INSENSITIVE SKIN.
6. BURNS CAN OCCUR REGARDLESS OF HEAT CONTROL SETTING. CHECK SKIN UNDER PAD FREQUENTLY.
7. NEVER USE PAD WITHOUT COVER IN PLACE.
8. DO NOT USE IN AN OXYGEN ATMOSPHERE.
9. DO NOT USE PINS OR OTHER METALLIC MEANS TO FASTEN THIS PAD IN PLACE.
10. DO NOT BUNCH, SIT ON OR CRUSH PAD-AVOID SHARP FOLDS.
11. NEVER PULL THIS PAD BY THE SUPPLY CORD.
12. DO NOT USE THE CORD AS A HANDLE.
13. CAREFULLY EXAMINE INNER COVER BEFORE USING. DISCARD THE PAD IF INNER COVER SHOWS SIGN OF DETERIORATION.
14. THIS UNIT SHOULD NOT BE USED BY CHILDREN WITHOUT ADULT SUPERVISION.
15. USE THIS PAD ONLY ON A 110-120 VOLT AC CIRCUIT. UNPLUG WHEN NOT IN USE.
16. DO NOT TAMPER WITH THIS PAD IN ANY WAY.
17. THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS. IF FOR ANY REASON THIS PAD DOES NOT FUNCTION SATISFACTORILY, SEE WARRANTY FOR CONSUMER SERVICE INFORMATION.
18. DO NOT USE THIS PAD WITH LINIMENT, SALVE OR OINTMENT PREPARATIONS, ESPECIALLY ONES THAT CONTAIN HEAT-PRODUCING INGREDIENTS. SKIN BURNS COULD RESULT.
19. DO NOT BEND OR PINCH CORD AND DO NOT USE IF CORD IS DAMAGED.
20. NEVER LEAVE THE APPLIANCE UNATTENDED, ESPECIALLY IF CHILDREN ARE PRESENT.
21. LOOP CORD LOOSELY WHEN STORING. TIGHT WRAPPING MAY DAMAGE CORD AND INTERNAL PARTS.
22. WHEN NOT IN USE, STORE THE HEATING PAD IN THE ORIGINAL PACKAGING, IN A DARK, COOL, DRY PLACE.
23. SAVE THESE INSTRUCTIONS.



THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG (ONE BLADE IS WIDER THAN THE OTHER). TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, THIS PLUG IS INTENDED TO FIT IN A POLARIZED OUTLET ONLY ONE WAY. IF THE PLUG DOES NOT FIT FULLY IN THE OUTLET, REVERSE THE PLUG. IF IT STILL DOES NOT FIT, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO INSTALL THE PROPER OUTLET.

DO NOT ATTEMPT TO MODIFY THIS PLUG OR DEFEAT THIS SAFETY FEATURE IN ANY WAY.

HOW TO USE YOUR BACK CONTOURING HEATING PAD

1. In addition to the therapeutic heat, this pad features a self-inflatable lumbar support, which can be adjusted for designed firmness. To INFLATE the pad, open the Air Inlet Valve (round black knob on side of pad) and the pad will self inflate automatically. You can regulate the firmness of the pad by closing the air valve when the pad reaches the desired thickness. To DEFLATE the pad, open the air inlet valve and roll up the pad, forcing the air out. The pad can be stored in this rolled up position.
2. Plug into any 120V AC electrical outlet.
3. Place the pad on a chair or other similar location where you plan to use it.



NOTE: For optimum heat therapy, ensure that the pad's softer side with the "Contouring Airflow System" logo is positioned towards the body. The pad is designed to have the heated surface only on one side of the pad. Follow the markings on pad's cover for more direction.

WARNING: Never use this pad without the cloth cover.

4. To turn the pad on, press the Power Button and set control to the desired heat setting. To turn the pad OFF, scroll through remaining heat settings by pressing the Power Button until none of the heat settings are selected.
5. Auto-Off function will shut the heating pad down automatically after 30 minutes of use. This is indicated by the flashing light of Auto-Off indicator on the controller. To reset, press the Power Button and select the desired heat setting.

NOTE: In case of power outage, the Auto-Off feature will automatically reset the timer.

USING MOIST HEAT THERAPY

In some cases, you may find that moist heat therapy provides more comfort and relief. **When using moist heat therapy, you should protect furniture and clothing from becoming damp.**



1. Dampen one side of the cover with warm water by patting the surface with a wet sponge or cloth or use a spray bottle to apply a fine mist. Do not thoroughly soak the cover.
2. Do not spray or dampen the power cord.



DANGER: Do not immerse the pad or wiring in water or place under running water. Failure to comply may result in product failure and/or personal injury.

FABRIC COVER WASHING INSTRUCTIONS

DO NOT DRY CLEAN! DO NOT BLEACH! DO NOT USE WRINGER!

1. Disconnect pad from outlet.
2. Remove cloth cover from pad.
3. Machine-wash the cover in cool water on gentle cycle, or hand wash. Use mild detergent.
4. Hang to dry or machine dry on gentle, cool cycle.
5. Insert the vinyl pad inside the cloth cover.

NOTE: The cover is designed so that the air inlet valve fits inside it only one way. This feature ensures that the pad's heated surface is always on the soft side of the cover, which is intended to be used against the body. Follow the markings on the cover for more direction. Make sure that the cord and controller remain on the outside of the cover. Zip the cover closed.

WARNING: Never use this pad without the cloth cover.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively "JCS") warrants that for a period of five years from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty. This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty. This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on JCS's Liability?

JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty. JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise. JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party. Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How to Obtain Warranty Service

In the U.S.A. - If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-435-1250 and a convenient service center address will be provided to you.

In Canada, - If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-667-9623 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, located at 20 B Herford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please write our Consumer Service Department.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.

©2012 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.
Printed in China. DW-052912

PN: 156799

www.sunbeam.com

Sunbeam

Almohadilla De Calor para la Espalda
Modelo 300

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD – NO LAS DESTRUYA

PELIGRO: PARA REDUCIR RIESGOS DE QUEMADURAS, DESCARGAS ELÉCTRICAS, INCENDIO, Y LESIONES CORPORALES, ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES SIGUIENTES:

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
2. NO UTILICE ESTE PRODUCTO MIENTRAS DUERME.
3. NO UTILICE ESTE PRODUCTO EN UN INFANTE NI EN UN ANIMAL.
4. ESTA ALMOHADILLA NO DEBE SER UTILIZADA POR PERSONAS INVALIDAS O INDEFENSAS, PERSONAS DURMIENDO O INCONSCIENTES, NI POR PERSONAS DIABÉTICAS O CON MALA CIRCULACIÓN DE SANGRE.
5. NO UTILICE ESTE PRODUCTO EN ÁREAS CON PIEL INSENSIBLE.
6. PUEDEN OCURRIR QUEMADURAS SIN IMPORTAR LA GRADUACIÓN DEL CONTROL DE CALOR. COMPRUEBE CON FRECUENCIA LA PIEL DEBAJO DEL COJÍN.
7. NUNCA UTILICE ESTA ALMOHADILLA SIN LA CUBIERTA DE TELA.
8. NO UTILICE ESTE PRODUCTO EN AMBIENTES ENRIQUECIDOS DE OXÍGENO.
9. NO UTILICE ALFILERES U OTROS ARTÍCULOS METÁLICOS PARA SUJETAR ESTA ALMOHADILLA EN SU LUGAR.
10. NO APILE ESTE PRODUCTO, NI SE SIENTE SOBRE ÉL O LO APLASTE. EVITE LOS PLIEGUES FILOSOS.
11. NUNCA TIRE DE ESTA ALMOHADILLA POR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN.
12. NO UTILICE EL CABLE COMO MANIJA.
13. ANTES DE CADA USO, EXAMINE DETENIDAMENTE LA CUBIERTA INTERIOR. DESECHE LA ALMOHADILLA SI MUESTRA SIGNOS DE DETERIORO.
14. ESTE PRODUCTO NO DEBE SER UTILIZADO POR NIÑOS SIN LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.
15. UTILICE ESTA ALMOHADILLA SOLAMENTE EN UN CIRCUITO DE 110-120 VOLTIOS CA. DESENCHUFE CUANDO NO ESTE EN USO.
16. NO ALTERE ESTE PRODUCTO DE NINGUNA MANERA.
17. NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO. SI POR ALGUNA RAZÓN ESTA ALMOHADILLA NO FUNCIONARA SATISFACTORIAMENTE, CONSULTE LA GARANTÍA PARA INFORMACIÓN SOBRE SERVICIO AL CONSUMIDOR.
18. NO UTILICE ESTA ALMOHADILLA CON LINIMENTOS, POMADAS O PREPARACIONES DE UNGÜENTO, ESPECIALMENTE AQUELLAS QUE CONTIENEN INGREDIENTES QUE PRODUCEN CALOR. PODRÍA OCASIONAR QUEMADURAS DE LA PIEL.
19. NO DOBLE NI PERFORE EL CABLE Y NO UTILICE EL PRODUCTO SI EL CABLE ESTA DANADO.
20. NUNCA DEJE LA ALMOHADILLA DESATENDIDA, ESPECIALMENTE SI HAY NIÑOS PRESENTES.
21. COLOQUE EL CABLE LIBREMENTE PARA ALMACENARLO. UN EMPAQUE APRETADO PUEDE DANAR EL CABLE Y LAS PIEZAS INTERNAS.
22. CUANDO NO ESTÉ EN USO, GUARDE LA ALMOHADILLA EN SU EMPAQUE ORIGINAL, EN UN LUGAR OSCURO, FRESCO Y SECO.
23. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. NUNCA DEJE EL ARTEFACTO DESATENDIDO, ESPECIALMENTE SI HAY NIÑOS PRESENTES.

ESTE PRODUCTO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO (UNA CLAVIJA ES MÁS ANCHA QUE LA OTRA). DESE ENCHUFE CABE EN UN TOMACORRIENTE POLARIZADO UNIDIRECCIONAL; SI EL ENCHUFE NO ENTRA COMPLETAMENTE EN EL TOMACORRIENTE, INVIERTA EL ENCHUFE. SI TODAVÍA NO ENTRA, ENTRE EN CONTACTO CON UN ELECTRICISTA CUALIFICADO.
NO INTENTE DERROTAR A ESTA CARACTERÍSTICA DE SEGURIDAD.

CÓMO UTILIZAR SU ALMOHADILLA DE CALOR PARA ESPALDA

1. Además del calor terapéutico, esta almohadilla ofrece soporte lumbar auto inflable, que se puede ajustar según la firmeza deseada. Para INFLAR la almohadilla, abra la Válvula de Entrada de Aire (perilla negra redonda en la parte lateral de la almohadilla) y la almohadilla se inflará automáticamente. Se puede regular la firmeza de la almohadilla cerrando la válvula de aire cuando la almohadilla alcance el nivel deseado. Para DESINFLAR la almohadilla, abra la válvula de entrada de aire y enrolle la almohadilla, forzando el aire hacia fuera. La almohadilla se puede almacenar enrollada.
2. Conecte la almohadilla a cualquier tomacorriente eléctrico de 120 Voltios CA.
3. Coloque la almohadilla en una silla o asiento en donde planea utilizarla.



NOTA: Para terapia óptima de calor, asegúrese de que el lado más suave de la almohadilla con la insignia "Contouring Airflow System" esté colocado hacia el cuerpo. La almohadilla está diseñada para ofrecer calor solamente en la superficie de un lado de la almohadilla. Siga las marcas en la cubierta de la almohadilla para más detalles.

ADVERTENCIA: Nunca utilice esta almohadilla sin la cubierta de tela.

4. Para activar la almohadilla, presione el botón de encendido y ajuste el nivel de calor deseado usando el control. Para apagar la almohadilla, presione repetidamente el botón de encendido hasta que ninguno de los niveles de calor sea seleccionado.
5. La función de Auto-Apagado desactivará la almohadilla de calor automáticamente después de 30 minutos de uso. Esto se muestra mediante el destello de la luz indicadora de Auto-Apagado en el control. Para reiniciar el calor, presione el botón de encendido y seleccione el nivel deseado de calor.

NOTA: En caso de falla en el servicio eléctrico, la función de Auto-Apagado reiniciará automáticamente el contador de tiempo.

USO DE LA TERAPIA DE CALOR HÚMEDO

En algunos casos, la terapia de calor húmedo puede proporcionarle mayor comodidad y alivio. Cuando utilice la terapia de calor húmedo, proteja los muebles y la ropa para que no se humedezcan.



1. Humedezca el lado de felpa suave de la cubierta con agua tibia dando palmaditas a la superficie con una esponja o paño mojado o utilizando una botella con rociador para aplicar una capa fina de agua. No sature la cubierta.
2. No rocíe ni humedezca el cable eléctrico ni el control.



PELIGRO: No sumerja la almohadilla o el cableado en agua ni los coloque debajo del flujo de agua. El incumplimiento de estas indicaciones podría resultar en una falla del producto y/o en daños corporales.

INSTRUCCIONES DE LAVADO DE LA CUBIERTA DE TELA

¡NO LA LAVE EN TINTORERÍA! ¡NO USE BLANQUEADOR! ¡NO LA RETUERZA PARA SECAR!

1. Desconecte la almohadilla del tomacorriente.
2. Retire la cubierta de tela de la almohadilla.
3. Lave la cubierta con agua fría y detergente a mano o en lavadora usando el ciclo suave.
4. Cuelgue la cubierta para secarla o utilice la secadora en el ciclo frío y suave.
5. Inserte la almohadilla de vinilo dentro de la cubierta de tela.

NOTA: La cubierta está diseñada para que la válvula de entrada de aire se ajuste dentro de la cubierta en una posición únicamente. Esto asegura que la superficie calentada de la almohadilla quede siempre del lado suave de la cubierta, para que se utilice contra el cuerpo. Siga las marcas en la cubierta para más detalles. Asegúrese de que el cable de alimentación y el control queden en la parte externa de la cubierta. Use la cremallera para cerrar la cubierta.

ADVERTENCIA: Nunca utilice esta almohadilla sin la cubierta de tela.

GARANTÍA DE 5 AÑOS

Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, o en Canadá, Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, (en forma conjunta, "JCS"), garantiza que por un periodo de cinco años a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra. JCS, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del mismo que presente defectos durante el periodo de garantía. El reemplazo se realizará por un producto o componente nuevo o reparado. Si el producto ya no estuviera disponible, se lo reemplazará por un producto similar de valor igual o superior. Esta es su garantía exclusiva. No intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de este producto. Al hacerlo eliminará esta garantía. La garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra inicial y la misma no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Para solicitar servicio en garantía se requiere presentar un recibo de compra. Los agentes y centros de servicio de JCS o las tiendas minoristas que venden productos de JCS no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ningún otro modo los términos y las condiciones de esta garantía. Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños que resultan de uso negligente o mal uso del producto, uso de voltaje incorrecto o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones operativas, y desarme, reparación o alteración por parte de un tercero ajeno a JCS o a un Centro de Servicio autorizado por JCS. Asimismo, la garantía no cubre actos fortuitos tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

¿Cuál es el límite de responsabilidad de JCS?

JCS no será responsable de daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de alguna garantía o condición expresa, implícita o legal. Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duración, al plazo de la garantía antes mencionada. JCS queda exenta de toda otra garantía, condiciones o manifestaciones de uso negligente o mal uso del producto, uso de voltaje incorrecto o corriente inapropiada, de ningún tipo de daño que resulte de la compra, uso o mal uso del producto, o por la imposibilidad de usar el producto, incluidos los daños incidentales, especiales, emergentes o similares, o la pérdida de ganancias; ni de ningún incumplimiento contractual, sea de una obligación esencial o de otra naturaleza, ni de ningún reclamo iniciado contra el comprador por un tercero. Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes ni las limitaciones a la duración de las garantías implícitas, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado, provincia o jurisdicción a otro.

Cómo Obtener Servicio de la Garantía

En los Estados Unidos - Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-800-435-1250 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En Canadá - Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-800-667-8623 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En los Estados Unidos, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431. En Canadá, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, 20 B Herford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si usted tiene otro problema o reclamo en conexión con este producto, por favor escriba al Departamento de Servicio al Consumidor.

POR FAVOR NO DEVUELVAN ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESTAS DIRECCIONES NI AL LUGAR DE COMPRA.

©2012 Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431. Printed in China. DW-052912

www.sunbeam.com

PN: 156799