

Sunbeam



Model 884

Extended Back Massaging Renu™ Tension Relieving Heat Therapy Pad

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS DO NOT DESTROY

DANGER: TO REDUCE RISKS OF BURNS, ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND PERSONAL INJURY, THIS PRODUCT MUST BE USED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING INSTRUCTIONS:

1. READ ALL INSTRUCTIONS.
2. DO NOT USE WHILE SLEEPING.
3. DO NOT USE ON AN INFANT OR ON AN ANIMAL.
4. THIS PRODUCT IS NOT TO BE USED ON OR BY AN INVALID, A SLEEPING OR UNCONSCIOUS PERSON, A PERSON WITH DIABETES, OR A PERSON WITH POOR BLOOD CIRCULATION.
5. DO NOT USE ON AREAS OF INSENSITIVE SKIN.
6. BURNS CAN OCCUR REGARDLESS OF CONTROL SETTING. CHECK SKIN UNDER PRODUCT FREQUENTLY.
7. DO NOT USE IN AN OXYGEN ATMOSPHERE.
8. DO NOT USE PINS OR OTHER METALLIC MEANS TO FASTEN THIS PRODUCT IN PLACE.
9. DO NOT SIT ON OR AGAINST OR CRUSH PRODUCT—AVOID SHARP FOLDS.
10. NEVER PULL THIS PRODUCT BY THE SUPPLY CORD.
11. DO NOT USE THE CORD AS A HANDLE.
12. THIS UNIT SHOULD NOT BE USED BY CHILDREN WITHOUT ADULT SUPERVISION.
13. PLACE PRODUCT ON TOP OF AND NOT UNDER THE PART OF THE BODY NEEDING HEAT.
14. USE THIS PRODUCT ONLY ON A 120 VOLT AC CIRCUIT. UNPLUG WHEN NOT IN USE.
15. DO NOT TAMPER WITH THIS PRODUCT IN ANY WAY.
16. THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS. IF FOR ANY REASON THIS PRODUCT DOES NOT FUNCTION SATISFACTORILY, SEE WARRANTY FOR CONSUMER SERVICE INFORMATION.
17. DO NOT USE THIS PRODUCT WITH LINIMENT, SALVE OR OINTMENT PREPARATIONS. SKIN BURNS COULD RESULT.
18. DO NOT BEND OR PINCH CORD AND DO NOT USE IF CORD IS DAMAGED.
19. NEVER LEAVE THE PRODUCT UNATTENDED, ESPECIALLY IF CHILDREN ARE PRESENT.
20. LOOP CORD LOOSELY WHEN STORING. TIGHT WRAPPING MAY DAMAGE CORD AND INTERNAL PARTS.
21. NEVER USE PAD WITHOUT COVER IN PLACE.
22. CAREFULLY EXAMINE INNER COVER BEFORE EACH USE. DISCARD THE PAD IF INNER COVERING SHOWS ANY SIGN OF DETERIORATION.
23. SAVE THESE INSTRUCTIONS.

THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG (ONE BLADE IS WIDER THAN THE OTHER). TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, THIS PLUG IS INTENDED TO FIT IN A POLARIZED OUTLET ONLY ONE WAY. IF THE PLUG DOES NOT FIT FULLY IN THE OUTLET, REVERSE THE PLUG. IF IT STILL DOES NOT FIT, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO INSTALL THE PROPER OUTLET.
DO NOT ATTEMPT TO MODIFY THIS PLUG OR DEFEAT THIS SAFETY FEATURE IN ANY WAY.

Extended Back Massaging Renu™ Tension Relieving Heat Therapy Pad is specifically designed to fit the neck, shoulders & upper back area, where users experience the most physical signs of tension and stress. Drape the Extended Back Massaging Renu™ Heat Therapy Pad comfortably on your shoulders making sure that the neck flap is properly in place. Weighted edges and adjustable snap enclosures help to secure the Extended Back Massaging Renu™ Heat Therapy Pad in place.

HOW TO USE YOUR EXTENDED BACK MASSAGING RENU™ TENSION RELIEVING HEAT THERAPY PAD

The Extended Back Massaging Renu™ Tension Relieving Heat Therapy Pad has 2 heat settings and 4 massage settings which can be used simultaneously or individually for customized therapy (Figure 1).




Figure 1

1. Plug into 120V AC electrical outlet.
2. To turn on select either Low/ High Heat for heat therapy, or Low/ High Massage for massage therapy.
NOTE: The 4 Massage settings consists of the following speeds which can be used along with the heat therapy options: (1) Low vibration - consistent, (2) Low vibration - pulsing, (3) High vibration - consistent, (4) High vibration - pulsing.
3. Select desired heat and/ or massage level. **To turn OFF, you must scroll through the remaining heat and/ or massage settings by pressing the buttons sequentially.**
4. Allow the Extended Back Massaging Renu™ Heat Therapy Pad to preheat for several minutes. The Extended Back Massaging Renu™ Heat Therapy Pad has been designed to meet the maximum heat output according to UL Standards.

NOTE: A red blinking light indicates an error has occurred. Unplug from outlet, verify physical condition of the cord and function of AC outlet. If blinking light persists, discontinue use and contact Consumer Services.

AUTO-OFF FEATURE

Your Extended Back Massaging Renu™ Heat Therapy Pad controller includes an Auto-Off feature. This feature is designed to conserve energy by automatically turning off after 2 hours of continuous use when using the Heat with Massage option, and a 30-minute Auto-Off feature when using only the Massage option. The red Auto-Off light will blink, indicating that this feature has activated. **NOTE:** After a power outage, the Auto-Off feature automatically resets the timer.

WASHING INSTRUCTIONS

**DO NOT DRY CLEAN! DO NOT USE BLEACH! DO NOT USE WRINGER!
DO NOT WET INNER PAD CONNECTED WITH CORD! ONLY WASH REMOVABLE OUTER COVER!**

1. **CAUTION:** Disconnect the Extended Back Massaging Renu™ Heat Therapy Pad from outlet.
2. Remove the outer cover from the Extended Back Massaging Renu™ Heat Therapy Pad.
3. Machine wash the cover ONLY in cold water on gentle cycle, or hand wash.
4. Tumble dry on low heat or line dry.

2-YEAR LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively "JCS") warrants that for a period of two years from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or in any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on JCS's Liability?

JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise.

JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party.

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How to Obtain Warranty Service

In the U.S.A. - If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-435-1250 and a convenient service center address will be provided to you.

In Canada - If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-667-8623 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, located at 20 B Herford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please write our Consumer Service Department.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.

©2016 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.
Printed in China. DW-042116

PN: 188391

www.sunbeam.com

Sunbeam

Almohadilla de Masajeador de Renue™ espalda extendido para
Terapia de Calor y Alivio de Tensiones



Modelo 884

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD – NO LAS DESTRUYA

PELIGRO: PARA REDUCIR RIESGOS DE QUEMADURAS, DESCARGAS ELÉCTRICAS, INCENDIO, Y LESIONES CORPORALES, ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES SIGUIENTES:

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
2. NO UTILICE ESTE PRODUCTO MIENTRAS DUERME.
3. NO UTILICE ESTE PRODUCTO EN UN INFANTE NI EN UN ANIMAL.
4. ESTA ALMOHADILLA NO DEBE SER UTILIZADA POR PERSONAS INVALIDAS O INDEFENSAS, PERSONAS DURMIENDO O INCONSCIENTES, NI POR PERSONAS DIABÉTICAS O CON MALA CIRCULACIÓN DE SANGRE.
5. NO UTILICE ESTE PRODUCTO EN ÁREAS CON PIEL INSENSIBLE.
6. PUEDEN OCURRIR QUEMADURAS SIN IMPORTAR LA GRADUACIÓN DEL CONTROL DE CALOR, COMPRUEBE CON FRECUENCIA LA PIEL DEBAJO DEL COJIN.
7. NO UTILICE ESTE PRODUCTO EN AMBIENTES ENRIQUECIDOS DE OXÍGENO.
8. NO UTILICE ALFILERES U OTROS ARTÍCULOS METÁLICOS PARA SUJETAR ESTA ALMOHADILLA EN SU LUGAR.
9. NO APILE ESTE PRODUCTO, NI SE SIENTE SOBRE ÉL O LO APLASTE. EVITE LOS PLIEGUES FILOSOS.
10. NUNCA TIRE DE ESTA ALMOHADILLA POR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN.
11. NO UTILICE EL CABLE COMO MANIJA.
12. ESTE PRODUCTO NO DEBE SER UTILIZADO POR NIÑOS SIN LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.
13. COLOQUE EL PRODUCTO SOBRE LA PARTE DEL CUERPO QUE NECESITA CALOR Y NO DEBAJO.
14. UTILICE ESTA ALMOHADILLA SOLAMENTE EN UN CIRCUITO DE 120 VOLTIOS CA. DESENCHUFE CUANDO NO ESTE EN USO.
15. NO ALTERE ESTE PRODUCTO DE NINGUNA MANERA.
16. NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO. SI POR ALGUNA RAZÓN ESTA ALMOHADILLA NO FUNCIONARA SATISFACTORIAMENTE, CONSULTE LA GARANTÍA PARA INFORMACIÓN SOBRE SERVICIO AL CONSUMIDOR.
17. NO UTILICE ESTA ALMOHADILLA CON LINJIMENTOS, POMADAS O PREPARACIONES DE UNGUENTO. PODRÍA OCASIONAR QUEMADURAS DE LA PIEL.
18. NO DOBLE NI PERFORÉ EL CABLE Y NO UTILICE EL PRODUCTO SI EL CABLE ESTA DAÑADO.
19. NUNCA DEJE LA ALMOHADILLA DESATENDIDA, ESPECIALMENTE SI HAY NIÑOS PRESENTES.
20. COLOQUE EL CABLE LIBREMENTE PARA ALMACENARLO. UN EMPAQUE APRETADO PUEDE DAÑAR EL CABLE Y LAS PIEZAS INTERNAS.
21. NUNCA USE LA ALMOHADILLA SIN TENER PUESTA LA CUBIERTA EN SU SITIO.
22. EXAMINE CUIDADOSAMENTE LA CUBIERTA INTERNA ANTES DE CADA USO. DESECHE LA ALMOHADILLA SI LA CUBIERTA INTERNA PRESENTA ALGUN SIGNO DE DETERIORO.
23. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

ESTE PRODUCTO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO (UNA CLAVIJA ES MÁS ANCHA QUE LA OTRA). ESTE ENCHUFE CABE EN UN TOMACORRIENTE POLARIZADO UNIDIRECCIONAL; SI EL ENCHUFE NO ENTRA COMPLETAMENTE EN EL TOMACORRIENTE, INVIERTA EL ENCHUFE. SI TODAVÍA NO ENTRA, ENTRE EN CONTACTO CON UN ELECTRICISTA CUALIFICADO.
NO INTENTE DERROTAR A ESTA CARACTERÍSTICA DE SEGURIDAD.

La Almohadilla de Masajeador de Renue™ espalda extendido para Terapia de Calor y Alivio de Tensiones fue específicamente diseñada para ajustarse al cuello, los hombros y la parte superior de la espalda, que es donde los usuarios experimentan los principales signos físicos de tensión y estrés. Coloque la Almohadilla de Masajeador de Renue™ espalda extendido para Terapia de Calor sobre sus hombros asegurándose de que la lengüeta del cuello se encuentre situada correctamente. Los bordes pesados y los cierres ajustables a presión ayudan a asegurar la Almohadilla de Masajeador de Renue™ espalda extendido para Terapia de Calor en su sitio.

INSTRUCCIONES DE USO PARA LA ALMOHADILLA DE MASAJEADOR DE RENUÉ™ ESPALDA EXTENDIDO PARA TERAPIA DE CALOR Y ALIVIO DE TENSIONES

La Almohadilla de Masajeador de Renue™ espalda extendido para Terapia de Calor y Alivio de Tensiones ofrece 2 niveles de calor y 4 niveles de masaje, los cuales pueden ser utilizados individual o simultáneamente para una terapia personalizada (Figura 1).

1. Enchúfela en un tomacorriente de 120 V de C.A.
2. Para activar la almohadilla, seleccione calor alto (High) o bajo (Low) para terapia de calor; o masaje alto (High) o bajo (Low) para terapia de masajes. **NOTA:** Los 4 niveles de masaje consisten en una de las opciones siguientes, las cuales pueden ser utilizadas en conjunto con las opciones de terapia de calor: (1) Vibración baja – constante, (2) Vibración baja – intermitente, (3) Vibración alta – constante, (4) Vibración alta – intermitente.
3. Seleccione el nivel de calor y/o masaje deseado. **Para apagar la almohadilla, presione los botones de calor y/o masaje secuencialmente hasta llegar a OFF.**
4. Permita que la Almohadilla de Masajeador de Renue™ espalda extendido para Terapia de Calor se caliente por varios minutos. La Almohadilla de Masajeador de Renue™ espalda extendido para Terapia de Calor ha sido diseñada para cumplir con la salida máxima de calor estipulada en los estándares de UL.




Figura 1

NOTA: Una luz roja parpadeando indicará que un error ha ocurrido. Desconecte el producto del tomacorriente, verifique el estado físico del cable eléctrico y del tomacorriente de CA. Si persiste el problema, descontinúe el uso del producto y comuníquese con Servicios al Consumidor.

FUNCION DE APAGADO AUTOMÁTICO

El control de su Almohadilla de Masajeador de Renue™ espalda extendido para Terapia de Calor incluye la función de apagado automático, la cual esta diseñada para conservar energía al apagar automáticamente la almohadilla después de 2 horas de uso continuo cuando utiliza las opciones de calor y masaje, y después de 30 minutos cuando utiliza la función de masaje únicamente. La luz roja de Auto-off parpadea, indicando que esta función esta activada. **NOTA:** Después de una falla eléctrica, la función de apagado automático reajusta automáticamente el contador de tiempo.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

¡NO LAVAR EN TINTORERÍA! ¡NO USAR BLANQUEADOR! ¡NO RETORCER LA ALMOHADILLA! ¡NO HUMEDEZCA LA ALMOHADILLA INTERIOR QUE ESTA CONECTADA AL CABLE! ¡ÚNICAMENTE LAVE LA CUBIERTA EXTERIOR REMOVIBLE!

1. **PRECAUCIÓN:** Desconecte la Almohadilla de Masajeador de Renue™ espalda extendido para Terapia de Calor del tomacorriente.
2. Retire la cubierta exterior de la Almohadilla de Masajeador de Renue™ espalda extendido para Terapia de Calor.
3. Lave ÚNICAMENTE la cubierta exterior en lavadora con agua fría en ciclo suave, o lave a mano.
4. Seque en secadora automática en calor bajo o deje secar al aire libre.

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, o en Canadá, Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, (en forma conjunta, "JCS"), garantiza que por un periodo de dos años a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra. JCS, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del mismo que presente defectos durante el periodo de garantía. El reemplazo se realizará por un producto o componente nuevo o reparado. Si el producto ya no estuviera disponible, se lo reemplazará por un producto similar de valor igual o superior. Esta es su garantía exclusiva. No intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de este producto. Al hacerlo eliminará esta garantía.

La garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra inicial y la misma no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Para solicitar servicio en garantía se requiere presentar un recibo de compra. Los agentes y centros de servicio de JCS o las tiendas minoristas que venden productos de JCS no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ningún otro modo los términos y las condiciones de esta garantía. Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños que se produzcan como resultado de uso negligente o mal uso del producto, uso de voltaje incorrecto o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones operativas, y desarme, reparación o alteración por parte de un tercero ajeno a JCS o a un Centro de Servicio autorizado por JCS. Asimismo, la garantía no cubre actos fortuitos tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

¿Cuál es el límite de responsabilidad de JCS?

JCS no será responsable de daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de alguna garantía o condición expresa, implícita o legal. Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duración, al plazo de la garantía antes mencionada. JCS queda exenta de toda otra garantías, condiciones o manifestaciones, expresa, implícita, legal o de cualquier otra naturaleza. JCS no será responsable de ningún tipo de daño que resulte de la compra, uso o mal uso del producto, o por la imposibilidad de usar el producto, incluidos los daños incidentales, especiales, emergentes o similares, o la pérdida de ganancias, ni de ningún incumplimiento contractual, sea de una obligación esencial o de otra naturaleza, ni de ningún reclamo iniciado contra el comprador por un tercero. Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes ni las limitaciones a la duración de las garantías implícitas, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado, provincia o jurisdicción a otro.

Cómo Obtener Servicio de la Garantía

En los Estados Unidos: Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-800-435-1250 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En Canadá: Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-800-667-8623 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En los Estados Unidos, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431. En Canadá, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si usted tiene otro problema o reclamo en conexión con este producto, por favor escriba al Departamento de Servicio al Consumidor.

POR FAVOR NO DEVUELVYA ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESTAS DIRECCIONES NI AL LUGAR DE COMPRA.

©2016 Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions. Distribuido por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.
Impreso en China. DW-042116 PN: 188391

www.sunbeam.com