



**PLEASE TAKE A
MOMENT NOW**

REGISTER YOUR PRODUCT AT:
www.homedics.com/register

*Your valuable input regarding this
product will help us create the
products you will want in the future.*

BODY FLEX AIR COMPRESSION STRETCHING MAT

INSTRUCTION MANUAL AND WARRANTY INFORMATION

2-YEAR LIMITED WARRANTY

BM-AC107-1PK

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WHEN USING ELECTRICAL PRODUCTS, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.

DANGER— TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK:

- Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
- NEVER use pins or other metallic fasteners with this appliance.

WARNING — TO REDUCE THE RISK OF BURNS, FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS:

- An appliance should NEVER be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts or attachments.
- NOT for use by children.
- Close supervision is necessary when this appliance is used on or near children or by, on, or near children or disabled persons.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this manual. DO NOT use attachments not recommended by HoMedics; specifically, any attachments not provided with the unit.
- NEVER operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a HoMedics Service Center for examination and repair.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- NEVER drop or insert any object into any opening.
- DO NOT operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- DO NOT operate under a blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
- DO NOT carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.
- To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
- DO NOT use outdoors.
- NEVER operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION – PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE OPERATING.

- This product is not intended for medical use.
- Consult your doctor prior to using this product, if:
 - You are pregnant
 - You have a pacemaker
 - You have any concerns regarding your health
- NOT recommended for use by diabetics.
- NEVER leave the appliance unattended, especially if children are present.
- DO NOT use this product for more than 15 minutes at a time.
- Extensive use could lead to the product's excessive heating and shorter life. Should this occur, discontinue use and allow the unit to cool before operating.
- NEVER use this product directly on swollen or inflamed areas or skin eruptions.
- DO NOT use this product as a substitute for medical attention.
- NEVER use this product while in bed.
- This product should NEVER be used by any individual suffering from any physical ailment that would limit the user's capacity to operate the controls or who has sensory deficiencies in the lower half of their body.
- NEVER use this product in automobiles.
- This appliance is intended for household use only.

INSTRUCTIONS FOR USE

Insert the power adapter jack into the plug on the massager's power cord, then plug the unit into a 120-volt electrical outlet. Always make sure the unit is set to the off position before inserting the plug into a 120-volt electrical outlet.

1. Unfold the Body Flex Stretch Mat and place on the floor. Alternatively, the mat can be placed on a firm flat mattress, providing any soft bedding is removed first.
2. Remove shoes, scarves, ties, belts, and jewelry. Wear soft, comfortable clothing.
3. Lie down on the mat on your back with your bottom nearest the bolster end and the pillow underneath your head.

4. Position your legs and arms according to the directions in chart at right. Please choose appropriately as your leg and arm positions can affect the intensity of the stretch considerably.

5. Press the power  button on the remote control.

6. Choose your intensity level:

LOW = 1 LED lit

MED = 2 LEDs lit

HIGH = 3 LEDs lit

We recommend starting on LOW as

you can always increase the intensity during the program if you prefer a deeper stretch.

7. Select a program.

NOTE: Program time is approximately 15 minutes on high intensity and less on medium or low intensity. For a longer session, programs can be run one after another.

YOUR FLEXIBILITY	LEG POSITION	ARM POSITION	INTENSITY
INFLEXIBLE, EG. TIGHT BACK/TIGHT HAMSTRINGS	KNEES BENT UP, FEET FLAT ON FLOOR BEYOND THE MAT	BY SIDES, OR WITH HANDS RESTING ON BELLY	MILD
SOME FLEXIBILITY, BUT STILL A WAYS TO GO	STRAIGHT LEGS, PLACE A SMALL PILLOW UNDER KNEES	BY SIDES, OR WITH HANDS RESTING ON BELLY	MODERATE
GOOD FLEXIBILITY, CAN EASILY TOUCH TOES	STRAIGHT LEGS (NO PILLOW)	BY SIDES, OR WITH HANDS RESTING ON BELLY	ENHANCED
VERY FLEXIBLE & LOOKING FOR A DEEPER TREATMENT	STRAIGHT LEGS (NO PILLOW)	ARMS EXTENDED OR FOLDED OVER HEAD	FULL INTENSITY

8. Relax, as the stretch program starts, close your eyes. Relax all your muscles and focus on your breathing. Allow the weight of the body to sink deeply into the mat. Stretches can be repeated as often as you like, but as with anything new, always start gently and build up your regimen as your body becomes accustomed. We recommend starting with stretching on level 1 and slowly build up the intensity and frequency of your routine.

PROGRAM	DESCRIPTION AND BENEFITS
TWIST	A DYNAMIC PROGRAM INCORPORATING TWISTS TO DECREASE TENSION IN SHOULDERS AND HIPS. ALSO GREAT FOR RELEASING TENSION IN THE LOWER BACK.
FLOW	A PROGRESSIVE FLOW OF STRETCHES TO GENTLY MOBILIZE THE LENGTH OF THE SPINE LEAVING YOU FEELING REFRESHED AND MORE SUPPLE.
ENERGIZE	AN UPLIFTING PROGRAM TO HELP BOOST ENERGY.
STRETCH	AN ALL-AROUND STRETCH PROVIDING A GREAT ANTIDOTE AFTER LONG PERIODS OF SITTING.
UNWIND	A COMBINATION OF TWISTS AND STRETCHES TO HELP YOU DESTRESS AND RELEASE TENSION.
RECOVER	A VARIED TEMPO PROGRAM FOCUSED ON REPLENISHING ENERGY.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

MAINTENANCE

TO STORE

Place stretch mat in its box or in a cool, dry place. Avoid contact with sharp edges or pointed objects that might cut or puncture the fabric surface. To avoid breakage, do not wrap the power cord around the unit. Do not hang the unit by the hand control cord.

TO CLEAN

Unplug the unit and allow it to cool before cleaning. Clean only with a soft, slightly damp sponge. Never allow water or any other liquids to come into contact with the unit.

- DO NOT immerse in any liquid to clean.
- NEVER use abrasive cleaners, brushes, gasoline, kerosene, glass/furniture polish, or paint thinner to clean.
- DO NOT attempt to repair the stretch mat. There are no user-serviceable parts. For service, call the Consumer Relations telephone number listed in the Warranty section.

CAUTION: All servicing of this product must be performed by authorized HoMedics service personnel only.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: HoMedics is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules and CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B). These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

PROGRAMS

Select a program button to enjoy 1 of 6 custom stretching programs that inflate the airbags in a preprogrammed sequence.

SUSPEND

When enjoying 1 of the 6 programs, you may choose to pause the program and take a break. Pressing the “suspend” button will cause all airbags to deflate. When you are ready to resume the program, pressing the suspend button again will restart the program from where you left off.





POWER

To turn on the stretch mat, press the power button. The blue LED will illuminate. Next, select a program.

INTENSITY

Once your program is selected, you may choose from 3 intensities. Press the up arrow to increase intensity, and the down arrow to decrease intensity. The higher the intensity, the more the airbags will inflate, and the more intense your stretch will become. It is recommended you begin on intensity level 1 and increase if needed. The white LEDs will illuminate to indicate the selected level of intensity.

2-YEAR LIMITED WARRANTY

HoMedics sells its products with the intent that they are free of defects in manufacture and workmanship for a period of 2 years from the date of original purchase, except as noted below. HoMedics warrants that its products will be free of defects in material and workmanship under normal use and service. This warranty extends only to consumers and does not extend to Retailers.

To obtain warranty service on your HoMedics product, contact a Consumer Relations representative for assistance. Please make sure to have the model number of the product available.

HoMedics does not authorize anyone, including but not limited to retailers, the subsequent consumer purchaser of the product from a retailer or remote purchasers, to obligate HoMedics in any way beyond the terms set forth herein. This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized accessory; alteration to the product; improper installation; unauthorized repairs or modifications; improper use of electrical/power supply; loss of power; dropped product; malfunction or damage of an operating part from failure to provide manufacturer's recommended maintenance; transportation damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions; loss of use during the period the product is at a repair facility or otherwise awaiting parts or repair; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of HoMedics.

This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the country in which the product is purchased. A product that requires modifications or adoption to enable it to operate in any other country than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this warranty.

THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. THERE SHALL BE NO OTHER WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS OR ANY OTHER OBLIGATION ON THE PART OF THE COMPANY WITH RESPECT TO PRODUCTS COVERED BY THIS WARRANTY. HOMEDICS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR SPECIAL DAMAGES. IN NO EVENT SHALL THIS WARRANTY REQUIRE MORE THAN THE REPAIR OR REPLACEMENT OF ANY PART OR PARTS THAT ARE FOUND TO BE DEFECTIVE WITHIN THE EFFECTIVE PERIOD OF THE WARRANTY. NO REFUNDS WILL BE GIVEN. IF REPLACEMENT PARTS FOR DEFECTIVE MATERIALS ARE NOT AVAILABLE, HOMEDICS RESERVES THE RIGHT TO MAKE PRODUCT SUBSTITUTIONS IN LIEU OF REPAIR OR REPLACEMENT.

This warranty does not extend to the purchase of opened, used, repaired, repackaged, and/or resealed products, including but not limited to sale of such products on internet auction sites and/or sales of such products by surplus or bulk resellers. Any and all warranties or guarantees shall immediately cease and terminate as to any products or parts thereof that are repaired, replaced, altered, or modified, without the prior express and written consent of HoMedics.

This warranty provides you with specific legal rights. You may have additional rights that may vary from state to state and country to country. Because of individual state and country regulations, some of the above limitations and exclusions may not apply to you.

For more information regarding our product line in the USA, please visit www.homedics.com. For Canada, please visit www.homedics.ca.

FOR SERVICE IN THE USA

Email: cservice@homedics.com

8:30am–7:00pm EST Monday–Friday

1-800-466-3342

FOR SERVICE IN CANADA

Email: cservice@homedicsgroup.ca

8:30am–5:00pm EST Monday–Friday

1-888-225-7378

*Source: The NPD Group, January 2018–December 2018, Retail Tracking Service. ©2019 HoMedics, LLC. All rights reserved. HoMedics and HoMedics #1 Brand In Massage are registered trademarks of HoMedics, LLC. Distributed by HoMedics, LLC, 3000 N Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390

IB-BMAC108HJ



VEUILLEZ PRENDRE
QUELQUES INSTANTS

ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT SUR:
www.homedics.com/register

Vos précieux commentaires au sujet
de ce produit nous aideront à
créer des produits que
vous adorerez.

TAPIS D'ÉTIREMENT À COMPRESSION D'AIR **BODY FLEX**

MODE D'EMPLOI ET INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

GARANTIE **LIMITÉE DE 2-ANS**

BM-AC107-1PK

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LORS DE L'UTILISATION DE PRODUITS ÉLECTRIQUES, DES MESURES DE SÉCURITÉ DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE SUIVIES, DONT LES SUIVANTES:
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.

DANGER – POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE :

- Toujours débrancher l'appareil de la prise électrique immédiatement après l'utilisation et avant de le nettoyer.
- NE JAMAIS utiliser de tiges ou d'autres fixations métalliques avec cet appareil.

AVERTISSEMENT – POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES, D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU DE BLESSURES :

- NE JAMAIS laisser un appareil sans surveillance quand il est branché. Le débrancher après utilisation et avant d'installer ou de retirer des éléments ou des accessoires.
- Cet appareil ne doit PAS être utilisé par des enfants.
- Une surveillance attentive est requise lorsque cet appareil est utilisé par des enfants ou des personnes invalides ou handicapées, à proximité de ces personnes ou sur elles.
- Cet appareil ne doit être utilisé qu'aux fins décrites dans ce manuel. NE PAS utiliser d'accessoires non recommandés par HoMedics, en particulier tout accessoire non fourni avec cet appareil.
- NE JAMAIS faire fonctionner l'appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Retourner l'appareil à un centre de réparation HoMedics pour qu'il soit examiné et réparé.
- Éloigner le cordon des surfaces chauffées.
- NE JAMAIS laisser tomber ou insérer d'objet dans une ouverture de l'appareil.
- NE PAS utiliser aux endroits où des aérosols (spray ou pulvérisateurs) sont utilisés, ou aux endroits où de l'oxygène est administré.
- NE PAS faire fonctionner sous une couverture ou un coussin. Un échauffement excessif peut se produire et provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- NE PAS transporter l'appareil par le cordon d'alimentation ni utiliser le cordon d'alimentation comme une poignée.
- Pour débrancher l'appareil, mettre toutes les commandes sur la position Arrêt, puis retirer la fiche de la prise électrique.

- NE PAS utiliser à l'extérieur.
- NE JAMAIS faire fonctionner l'appareil avec les événements bloqués. Maintenir les événements exempts de peluches, poils, etc.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

ATTENTION - PRIÈRE DE LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.

- Ce produit n'est pas destiné à un usage médical.
- Consulter un médecin avant d'utiliser ce produit dans les cas suivants:
 - Grossesse
 - Présence d'un stimulateur cardiaque
 - Problème de santé
- NON recommandé pour une utilisation par les personnes souffrant de diabète.
- NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance, surtout si des enfants sont présents.
- NE PAS utiliser ce produit pendant plus de 15 minutes consécutives.
- Une utilisation prolongée pourrait conduire à un échauffement excessif du produit et réduire sa durée de vie. Si cela se produit, cesser d'utiliser le produit et le laisser refroidir avant de continuer à l'utiliser.
- NE JAMAIS utiliser ce produit directement sur des zones enflées ou enflammées ou sur des éruptions cutanées.
- NE PAS utiliser ce produit à la place de soins médicaux.
- NE JAMAIS utiliser ce produit au lit.
- Ce produit ne doit JAMAIS être utilisé par une personne souffrant d'affections physiques qui limiteraient sa capacité à utiliser les commandes ou souffrant de troubles sensoriels dans la partie inférieure du corps.
- NE JAMAIS utiliser ce produit dans un véhicule automobile.
- Cet appareil est réservé à un usage résidentiel.

MODE D'EMPLOI

Insérer la prise femelle de l'adaptateur d'alimentation dans la fiche du cordon d'alimentation de l'appareil de massage, puis brancher l'appareil dans une prise électrique de 120 V. Toujours s'assurer que l'appareil est sur la position Arrêt avant d'insérer la fiche dans une prise électrique de 120 volts.

1. Dépliez le Tapis d'Étirement Body Flex et le placer sur le sol. Le tapis peut également être placé sur un matelas plat et ferme, à condition que toute literie molle soit retirée au préalable.
2. Ôtez les chaussures, les écharpes, les cravates, les ceintures et les bijoux. Portez des vêtements doux et confortables.
3. Allongez-vous sur le dos sur le tapis, avec les fesses le plus près possible de l'extrémité traversin et l'oreiller sous la tête.
4. Placez les jambes et les bras de la manière recommandée dans le tableau adjacent. Veuillez assurer un positionnement approprié car la position des jambes et des bras peut considérablement affecter l'intensité du traitement.
5. Appuyez sur le bouton d'alimentation  de la télécommande.
6. Choisissez le niveau d'intensité :

BAS = 1 voyant allumé
MOYEN = 2 voyants allumés
HAUT = 3 voyants allumés

Nous recommandons de commencer par le niveau d'intensité BAS et d'augmenter l'intensité au cours du programme si vous souhaitez un étirement plus profond.

VOTRE NIVEAU DE SOUPLESSE	POSITION DES JAMBES	POSITION DES BRAS	INTENSITÉ
PEU SOUPLE, PAR EXEMPLE MUSCLE DU DOS ET ISCHIO-JAMBIERS CONTRACTÉS	GENOUX PLIÉS AVEC PIEDS À PLAT SUR LE SOL AU-DELÀ DU TAPIS	SUR LES CÔTÉS OU AVEC LES MAINS REPOSANT SUR LE VENTRE	LÉGÈRE
ASSEZ SOUPLE, MAIS IL ME RESTE DU CHEMIN À FAIRE	JAMBES DROITES AVEC UN COUSSIN SOUS LES GENOUX	SUR LES CÔTÉS OU AVEC LES MAINS REPOSANT SUR LE VENTRE	MODÉRÉE
SOUPLE, JE PEUX FACILEMENT TOUCHER MES ORTEILS	JAMBES DROITES (SANS COUSSIN)	SUR LES CÔTÉS OU AVEC LES MAINS REPOSANT SUR LE VENTRE	VIGOREUSE
TRÈS SOUPLE, JE RECHERCHE UN ÉTIREMENT PLUS PROFOND	JAMBES DROITES (SANS COUSSIN)	BRAS TENDUS OU REPLIÉS AU-DESSUS DE LA TÊTE	MAXIMALE

7. Sélectionnez un programme.

REMARQUE : Le programme dure environ 15 minutes sur le niveau d'intensité haut et moins longtemps pour les niveaux d'intensité bas et moyen. Pour allonger la durée de la séance, les programmes peuvent être utilisés l'un après l'autre.

8. Détendez-vous. Au commencement du programme d'étirement, fermez les yeux, détendez tous vos muscles et concentrez-vous sur votre respiration. Sentez votre corps s'enfoncer plus profondément dans le tapis et savourez chaque instant. Vous pouvez vous étirer aussi souvent que vous le souhaitez, mais comme pour tout nouveau programme, commencez toujours doucement et augmentez votre pratique au fur et à mesure. Nous recommandons de commencer l'étirement au niveau 1 puis d'augmenter l'intensité et la fréquence progressivement.

DESCRIPTION ET AVANTAGES	DES PROGRAMMES
TORSION	UN PROGRAMME DYNAMIQUE QUI INTÈGRE DES MOUVEMENTS DE TORSION POUR DIMINUER LA TENSION DANS LES ÉPAULES ET LES HANCHES. ÉGALEMENT IDÉAL POUR DISSIPER LA TENSION DANS LE BAS DU DOS.
ENCHAÎNEMENT	UNE SÉQUENCE D'ÉTIREMENT PROGRESSIVE QUI MOBILISE EN DOUCEUR LA COLONNE VERTÉBRALE SUR TOUTE SA LONGUEUR ET PROCURE UNE SENSATION DE FRAÎCHEUR ET DE SOUPLESSE
STIMULATION	UN PROGRAMME VIVIFIANT QUI REDONNE DE L'ÉNERGIE
ÉTIREMENT	UN PROGRAMME COMPLET QUI CONSTITUE UN BON ANTIDOTE AUX LONGUES PÉRIODES EN POSITION ASSISE
DÉTENTE	UNE COMBINAISON DE TORSIONS ET D'ÉTIREMENTS POUR VOUS AIDER À VOUS DÉTENDRE ET À DISSIPER LES TENSIONS
RÉCUPÉRATION	UN PROGRAMME RYTHMIQUE CONÇU POUR REFAIRE LE PLEIN D'ÉNERGIE



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

ENTRETIEN

STOCKAGE

Placer l'appareil de massage dans sa boîte ou dans un endroit sec, frais et ne présentant aucun danger. Éviter tout contact avec des bords tranchants ou des objets pointus qui pourraient couper ou percer la surface du tissu. Pour éviter les dommages, ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil. Ne pas suspendre l'appareil par le cordon de la commande manuelle.

NETTOYAGE

Débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer. Nettoyer uniquement avec une éponge douce légèrement humide. Ne jamais laisser d'eau ou tout autre liquide entrer en contact avec l'appareil.

- NE PAS immerger l'appareil dans un liquide quel qu'il soit pour le nettoyer.
- NE JAMAIS utiliser de nettoyeurs abrasifs, de brosses, d'essence, de kérosène, de cire pour meubles ou de diluant pour peinture pour nettoyer l'appareil.
- NE PAS tenter de réparer le coussin. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Pour les réparations, appeler le numéro de téléphone du service à la clientèle fourni dans la section Garantie.

ATTENTION : Toute réparation de cet appareil de massage doit être réalisée exclusivement par le personnel de réparation HoMedics autorisé.

DÉCLARATION DE LA FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

REMARQUE: HoMedics n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications non autorisées de cet appareil. De telles modifications pourraient entraîner l'interdiction d'utiliser l'appareil.

REMARQUE: Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de Classe B, conformément à la Partie 15 du règlement de la FCC et à CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B). Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'est toutefois pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil et en le rallumant, il est recommandé d'essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

PROGRAMMES

Sélectionner un bouton de programme pour lancer 1 des 6 programmes d'étirement personnalisés qui activent les poches d'air en suivant une séquence préprogrammée.

PAUSE

Il est possible d'arrêter le programme en cours (6 programmes au choix) pour faire une pause. Lorsque le bouton pause est pressé, les poches d'air se dégonflent. Pour reprendre le programme, appuyer une nouvelle fois sur le bouton pause, et le programme reprend là où il s'est arrêté.





ALIMENTATION

Pour mettre le matelas en marche, appuyer sur le bouton d'alimentation. Le voyant bleu s'allume. Sélectionner ensuite un programme d'étirement.

INTENSITÉ

Une fois le programme sélectionné, 3 intensités sont disponibles. Appuyer sur la flèche vers le haut pour augmenter l'intensité ou sur la flèche vers le bas pour la réduire. Plus l'intensité est élevée, plus les poches d'air se gonflent, et plus l'étirement est intense. Il est recommandé de commencer par le niveau d'intensité 1 et d'augmenter ensuite selon la préférence. Les voyants blancs s'allument pour indiquer le niveau d'intensité.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

HoMedics vend ses produits avec l'intention qu'ils soient exempts de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d'achat originale, sauf comme indiqué ci-dessous. HoMedics garantit que ses produits seront exempts de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Cette garantie ne s'applique qu'aux consommateurs et ne s'étend pas aux détaillants.

Pour obtenir un service de garantie sur le produit HoMedics, appeler un représentant du service à la clientèle pour obtenir de l'aide. Prière d'avoir le numéro de modèle du produit à disposition.

HoMedics n'autorise personne, y compris notamment les détaillants, les acheteurs/consommateurs subséquents ni les acheteurs à distance, à obliger HoMedics de quelque façon que ce soit autrement que conformément aux dispositions des présentes. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation ou un abus, un accident, l'utilisation d'un accessoire non autorisé quelconque, une modification du produit, une installation incorrecte, des réparations ou des modifications non autorisées, une utilisation incorrecte de l'électricité et de l'alimentation électrique, une perte de puissance, une chute du produit, le dysfonctionnement ou l'endommagement d'une pièce dû au non-respect des consignes d'entretien du fabricant, les dommages se produisant durant le transport, le vol, la négligence, le vandalisme, les conditions environnementales, la perte de l'usage au cours de la période durant laquelle le produit est dans un établissement de réparation ou en attente de pièces ou d'une réparation, ni toute autre condition hors du contrôle de HoMedics.

Cette garantie n'est valide que si le produit est acheté et utilisé dans le pays où il a été acheté. Un produit qui exige des modifications ou des adaptations pour lui permettre de fonctionner dans tout pays autre que le pays pour lequel il a été conçu, fabriqué, approuvé et/ou autorisé, ou la réparation de produits endommagés par ces modifications, ne sont pas couverts par cette garantie.

LA GARANTIE FOURNIE PAR LES PRÉSENTES CONSTITUE LA GARANTIE UNIQUE ET EXCLUSIVE. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS AUCUNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, NI AUCUNE AUTRE OBLIGATION DE LA PART DE LA SOCIÉTÉ À L'ÉGARD DES PRODUITS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE. HoMEDICS NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS OU SPÉCIAUX. EN AUCUN CAS CETTE GARANTIE NE REQUERRA PLUS QUE LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DE TOUTE PIÈCE AVÉRÉE DÉFECTUEUSE DANS LA PÉRIODE D'EFFET DE LA GARANTIE, AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA ACCORDÉ. SI DES PIÈCES DE RECHANGE NE SONT PAS DISPONIBLES POUR L'ÉQUIPEMENT DÉFECTUEUX, HoMEDICS SE RÉSERVE LE DROIT DE SUBSTITUER LE PRODUIT AU LIEU DE LE RÉPARATION OU DE LE REMPLACER.

Cette garantie ne s'étend pas à l'achat de produits ouverts, usagés, réparés, reconditionnés et/ou réemballés, y compris notamment à la vente de ces produits sur les sites web de ventes aux enchères et/ou par l'intermédiaire de revendeurs de produits en gros ou excédentaires. Toute garantie concernant tout produit ou toute partie de produit réparé(e), remplacé(e), altéré(e) ou modifié(e) sans le consentement écrit préalable exprès de HoMedics doit immédiatement cesser et prendre fin.

Cette garantie confère des droits juridiques spécifiques. D'autres droits qui varient d'un État à l'autre ou d'un pays à l'autre peuvent s'appliquer. En raison de la réglementation de chaque État ou pays, certaines limitations et exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer.

Pour plus d'informations concernant notre gamme de produits aux États-Unis, prière de visiter www.homedics.com. Pour le Canada, prière de visiter : www.homedics.ca.

POUR OBTENIR DU SERVICE AUX É.-U.

Courriel : cservice@homedics.com

du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 19 h 00 HNE

1-800-466-3342

POUR OBTENIR DU SERVICE AU CANADA

Courriel : cservice@homedicsgroup.ca

du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 00 HNE

1-888-225-7378

*Source : The NPd Group. Janvier 2018-Décembre 2018, Service de suivi de la consommation.

©2019 HoMedics, LLC. Tous droits réservés.

HoMedics et HoMedics #1 Brand In Massage sont des marques déposées de HoMedics, LLC.

Distribué par HoMedics, LLC, 3000 N Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390

IB-BMAC108HJ



**TÓMESE UN
MOMENTO AHORA**

REGISTRE SU PRODUCTO EN:
www.homedics.com/register

Su valioso aporte sobre este
producto nos ayudará a crear
los productos que usted
desea en el futuro.

TAPETE DE ESTIRAMIENTO CON COMPRESIÓN DE AIRE **BODY FLEX**

MANUAL DE INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA POR 2-AÑOS

BM-AC107-1PK

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

AL USAR PRODUCTOS ELÉCTRICOS, SE DEBEN SEGUIR SIEMPRE PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUIDAS LAS SIGUIENTES:
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.

PELIGRO – PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:

- Siempre desenchufe este aparato del tomacorriente inmediatamente después de utilizarlo y antes de limpiarlo.
- NUNCA utilice pasadores u otros broches metálicos con este aparato.

ADVERTENCIA - PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA, O LESIONES PERSONALES:

- Un electrodoméstico NUNCA debe dejarse desatendido cuando está enchufado. Desconéctelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de ponerle o quitarle piezas.
- NO debe ser utilizado por niños.
- Es necesario mantener una vigilancia estrecha cuando este electrodoméstico es usado por o cerca de niños, personas inválidas o discapacitadas.
- Utilice este electrodoméstico sólo para el uso previsto que se describe en este manual. NO utilice accesorios no recomendados por HoMedics; en especial accesorios no provistos con la unidad.
- NUNCA opere este aparato si el enchufe o el cable están dañados, si no está funcionando correctamente, si se ha caído o dañado, o si se cayó al agua. Devuelva el aparato a un Centro de Servicio de HoMedics para su revisión y reparación.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- NUNCA deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
- NO lo opere en dónde se estén utilizando productos en aerosol (spray), o en donde se esté administrando oxígeno.
- NO lo opere bajo una cobija o una almohada. Puede calentarse excesivamente y causar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones a personas.
- NO traslade este electrodoméstico jalándolo del cable de alimentación, ni utilice el cable de alimentación como asa.
- Para desconectarlo, ponga todos los controles en la posición de apagado, y a continuación, quite el enchufe del tomacorriente.

- NO la utilice en exteriores.
- NUNCA opere el electrodoméstico con las aberturas de aire bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusa, pelo y similares.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN - LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO.

- Este producto no está diseñado para uso médico.
- Consulte a su médico antes de utilizar este producto, si:
 - Está embarazada
 - Tiene un marcapasos
 - Tiene alguna preocupación en relación con su salud
- NO se recomienda para ser utilizado por diabéticos.
- NUNCA deje el electrodoméstico sin atención, especialmente si hay niños presentes.
- NO utilice este producto por más de 15 minutos por vez.
- El uso extendido podría llevar al calentamiento excesivo del producto y acortar su vida. En caso que esto ocurra, descontinúe el uso y permita que la unidad se enfríe antes de operarla.
- NUNCA utilice este producto directamente sobre áreas hinchadas o inflamadas, o sobre erupciones cutáneas.
- NO use este producto como sustituto de la atención médica.
- NUNCA use este producto mientras esté en la cama.
- Este producto NUNCA debe ser utilizado por ningún individuo que sufra de alguna afección física que limite la capacidad del usuario para operar los controles, o por alguien que tenga deficiencias sensoriales en la parte baja de su cuerpo.
- NUNCA use este producto en automóviles.
- Este producto es únicamente para uso en el hogar.

INSTRUCCIONES DE USO

Inserte la clavija adaptadora de corriente en el enchufe del cable de alimentación del masajeador, luego enchufe la unidad a una toma de corriente de 120 voltios. Asegúrese siempre de que la unidad este en la posición de apagado (“off”) antes de insertar el enchufe en un toma corriente de 120 voltios.

1. Desdoble la Body Flex Stretch Mat y colóquela en el suelo. Como alternativa, la colchoneta se puede colocar sobre un colchón firme y plano, siempre y cuando le quite primero cualquier ropa de cama suave que tenga.

2. Quítese los zapatos, bufandas, corbatas, cinturones y joyas. Use ropa suave y cómoda.

3. Recuéstese boca arriba sobre la colchoneta con los glúteos cerca del extremo de apoyo y la almohada debajo de su cabeza.

4. Coloque sus piernas y brazos de acuerdo con la recomendación que se muestra del otro lado de la tabla. Elija adecuadamente ya que la posición de sus piernas y brazos puede afectar bastante la intensidad del tratamiento.

5. Oprima el botón  de encendido del control remoto.

6. Elija su nivel de intensidad:

BAJO = 1 LED encendido

MEDIO = 2 LED encendidos

ALTO = 3 LED encendidos

Recomendamos empezar en nivel BAJO; siempre podrá aumentar la intensidad durante el programa si desea un estiramiento más profundo.

SU FLEXIBILIDAD	POSICIÓN DE LAS PIERNAS	POSICIÓN DE LOS BRAZOS	INTENSIDAD
INFLEXIBLE, ES DECIR, ESPALDA TENSA/LIGAMENTOS DE LA CORVA TENSOS	RODILLAS DOBLADAS HACIA ARRIBA, PIES BIEN PUESTOS SOBRE EL PISO MÁS ALLÁ DE LA COLCHONETA	A LOS LADOS, O CON LAS MANOS DESCANSANDO SOBRE EL ABDOMEN	LEVE
ALGO DE FLEXIBILIDAD, PERO CON CIERTO CAMINO POR RECORRER	PIERNAS ESTIRADAS, CON COJÍN BAJO LAS RODILLAS	A LOS LADOS, O CON LAS MANOS DESCANSANDO SOBRE EL ABDOMEN	MODERADO
BUENA FLEXIBILIDAD; SE PUEDE TOCAR FÁCILMENTE LOS DEDOS DE LOS PIES	PIERNAS ESTIRADAS (SIN COJÍN)	A LOS LADOS, O CON LAS MANOS DESCANSANDO SOBRE EL ABDOMEN	OPTIMIZADO
MUY FLEXIBLE Y EN BÚSQUEDA DE UN TRATAMIENTO MÁS PROFUNDO	PIERNAS ESTIRADAS (SIN COJÍN)	BRAZOS EXTENDIDOS O DOBLADOS SOBRE LA CABEZA	MÁXIMA INTENSIDAD

7. Seleccione un programa.

NOTA: El tiempo del programa es de aproximadamente 15 minutos en intensidad alta y menos en las intensidades media y baja. Para tener una sesión más larga, los programas se pueden iniciar uno después del otro.

8. Relájese. Mientras empieza el programa de estiramiento, cierre los ojos, relaje sus músculos y enfóquese en su respiración. Permita que el peso de su cuerpo se hunda bien en la colchoneta y disfrútelo. Los estiramientos pueden repetirse con la frecuencia que se sienta bien para usted, pero como con todas las cosas nuevas, siempre debe empezar con calma e ir incrementando su régimen mientras su cuerpo se acostumbra. Recomendamos empezar con los estiramientos en el nivel 1 y después ir incrementando lentamente la intensidad y frecuencia de su rutina.

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN Y BENEFICIOS DEL PROGRAMA
TORSIÓN	UN PROGRAMA DINÁMICO QUE INCORPORA TORSIONES PARA DISMINUIR LA TENSIÓN EN HOMBROS Y CADERAS. TAMBIÉN ES EXCELENTE PARA LIBERAR LA TENSIÓN EN LA ESPALDA BAJA.
FLUJO	UN FLUJO PROGRESIVO DE ESTIRAMIENTOS PARA MOVILIZAR SUAVEMENTE TODA LA LONGITUD DE LA COLUMNA, PARA QUE QUEDE SINTIÉNDOSE MÁS RENOVADO Y FLEXIBLE.
ENERGIZANTE	UN PROGRAMA REVITALIZANTE PARA AYUDAR A AUMENTAR SU ENERGÍA.
ESTIRAMIENTO	UN TRATAMIENTO GENERAL QUE PROPORCIONA UN EXCELENTE ANTÍDOTO DESPUÉS DE LARGOS PERIODOS DE ESTAR SENTADO.
RELAJAMIENTO	UNA COMBINACIÓN DE TORSIONES Y ESTIRAMIENTOS PARA AYUDARLE A RELAJARSE Y LIBERAR TENSIÓN.
RECUPERACIÓN	UN PROGRAMA DE RITMO VARIABLE ENFOCADO EN RECUPERAR LA ENERGÍA.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

MANTENIMIENTO

PARA GUARDARLA

Coloque el masajeador en su caja, o en un lugar seguro, seco y fresco. Evite el contacto con bordes agudos u objetos puntiagudos, que pudieren cortar o perforar la superficie de la tela. Para evitar que se rompa, no envuelva el cable de energía alrededor de la unidad. No cuelgue la unidad por el cable de control manual.

LIMPIEZA

Desconecte la unidad y permita que se enfríe antes de limpiarla. Limpie sólo con una esponja suave, ligeramente húmeda. Nunca permita que agua u otros líquidos entren en contacto con la unidad.

- NO la sumerja en ningún líquido para limpiarla.
- NUNCA utilice limpiadores abrasivos, cepillos, gasolina, kerosén, vidrio, brillo para muebles o thinner de pintura para limpiarlo.
- NO trate de reparar el cojín. No hay partes que puedan recibir mantenimiento del usuario. Para obtener servicio, llame al número telefónico de Relaciones con el Cliente que aparece en la sección de garantía.

PRECAUCIÓN: Todo el mantenimiento a este masajeador de ser realizado únicamente por personal de servicio autorizado por HoMedics.

DECLARACIÓN DE FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

NOTA: HoMedics no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o TV causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Tales modificaciones podrían invalidar la facultad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de FCC y CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B). Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y usa de conformidad con las instrucciones, puede ocasionar interferencia dañina a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantías de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se sugiere al usuario que trate de corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un enchufe de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y TV para obtener ayuda.

PROGRAMAS

Seleccione un botón de programa para disfrutar de 1 de los 6 programas personalizados de estiramiento que inflan las bolsas en una secuencia preprogramada.

SUSPENDER

Mientras está disfrutando de 1 de los 6 programas, puede elegir pausar el programa y tomar un descanso. Al oprimir el botón “suspender” las bolsas de aire se desinflarán. Cuando esté listo para reanudar el programa, oprima otra vez el botón “suspender” para reiniciar el programa en donde lo dejó.





ENCENDIDO

Para encender el tapete, oprima el botón de Encendido. El LED azul se iluminará. Después, seleccione un programa de estiramiento.

INTENSIDAD

Una vez que su programa de esté seleccionado, podría seleccionar entre 3 intensidades. Oprima la flecha arriba para incrementar la intensidad, y la flecha abajo para reducirla. Entre mayor sea la intensidad las bolsas se inflarán más y su estiramiento se volverá más intenso. Se recomienda que inicie en el nivel de intensidad uno y lo vaya aumentando si es necesario. Los LED blancos se iluminarán para indicar qué nivel de intensidad ha sido seleccionado.

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

HoMedics vende sus productos con la intención de que estén libres de defectos de fabricación y mano de obra por un período de dos años a partir de la fecha de compra original, con excepción de lo que se indica a continuación. HoMedics garantiza que sus productos estarán libres de defectos en materiales y mano de obra bajo uso normal y servicio normales. Esta garantía se extiende sólo a los consumidores y no se extiende a los minoristas.

Para obtener el servicio de garantía en su producto HoMedics, comuníquese con un representante de relaciones con el cliente para obtener ayuda. Asegúrese de tener a la mano el número de modelo del producto.

HoMedics no autoriza a nadie, incluyendo, pero no limitado a, minoristas, el comprador posterior del producto de un minorista o los compradores remotos, a obligar a HoMedics en cualquier forma más allá de los términos aquí establecidos. Esta garantía no cubre los daños causados por mal uso o abuso; accidente; conexión de accesorios no autorizados; alteración del producto; instalación incorrecta; reparaciones o modificaciones no autorizadas; uso inapropiado de energía eléctrica/fuente de alimentación; pérdida de alimentación eléctrica; caída del producto; funcionamiento incorrecto o daño de una parte operativa por no proporcionar el mantenimiento recomendado por el fabricante; daño al transportarlo; robo; negligencia; vandalismo; o condiciones ambientales; pérdida del uso durante el período en que el producto se encuentre en una instalación de reparación o en espera de partes o de reparación; o cualquier otra condición ajena al control de HoMedics.

Esta garantía sólo es efectiva si el producto se adquiere y se opera en el país en el que ha sido adquirido. Un producto que requiera modificaciones o adaptaciones para que funcione en cualquier otro país que no sea el país para el cual fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado, o la reparación de productos dañados por estas modificaciones no está cubierto por esta garantía.

LA GARANTÍA PROPORCIONADA EN ESTE DOCUMENTO SERÁ LA GARANTÍA ÚNICA Y EXCLUSIVA. NO HABRÁ NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O DE IDONEIDAD O CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA. HOMEDICS NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES, SECUNDARIOS O ESPECIALES. EN NINGUN CASO ESTA GARANTÍA PRECISA MÁS DE LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE CUALQUIER PARTE O PARTES QUE SE DETERMINE QUE TIENEN ALGÚN DEFECTO EN EL PERÍODO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA. NO SE OTORGARÁN REEMBOLSOS. SI NO HAY PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES PARA MATERIALES DEFECTUOSOS, HOMEDICS SE RESERVA EL DERECHO DE HACER SUSTITUCIONES DE PRODUCTOS EN LUGAR DE REPARACIÓN O REEMPLAZO.

Esta garantía no se extiende a la compra de productos abiertos, usados, reparados, reempacados y/o revendidos, incluyendo pero no limitados a la venta de dichos productos en sitios de subastas en internet y/o ventas de dichos productos por revendedores de excedentes o a granel. Todas y cada una de las garantías cesarán y terminarán inmediatamente en cuanto a los productos o partes de los mismos que sean reparados, reemplazados, alterados o modificados sin el previo consentimiento expreso y por escrito de HoMedics.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted puede gozar de derechos adicionales, los cuales pueden variar de un estado a otro y de un país a otro. Debido a las regulaciones de cada estado y de cada país, algunas de las limitaciones y exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted.

Para obtener más información sobre nuestra línea de productos en EUA visite: www.homedics.com. Para Canadá, por favor, visite: www.homedics.ca.

PARA SERVICIO EN EUA

Correo electrónico: cservice@homedics.com

De lunes a viernes de 8:30 am – 7:00 pm

Hora del este

1-800-466-3342

PARA SERVICIO EN CANADÁ

Correo electrónico: cservice@homedicsgroup.ca

De lunes a viernes de 8:30 am – 5:00 pm

Hora del este

1-888-225-7378

*Fuente: The NPD Group. enero 2018-diciembre 2018. Servicio de rastreo de ventas al menudeo.

©2019 HoMedics, LLC. Todos los derechos reservados.

HoMedics y HoMedics #1 Brand In Massage son marcas registradas de HoMedics, LLC.

Distribuido por HoMedics, LLC, 3000 N Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390

IB-BMAC108HJ